



Nombre

Plantilla Confort Cloud

Comfort Cloud Insoles

Código externo

2001-PCL

Código interno

P821SPCL

Descripción

Diseñadas para brindar una experiencia de confort y alivio para los pies. Con un innovador sistema de masaje, los puntos elevados regulares en la parte superior de las plantillas actúan como una técnica de acupresión, proporcionando un masaje que alivia la fatiga en las piernas y reduce la presión en los pies, mientras que el soporte del arco ayuda a mejorar la postura y estabilidad. Con una estructura en forma de palomitas de maíz, asegura que permanezcan fijas dentro del zapato, evitando cualquier deslizamiento. La espuma de látex de doble capa en la base ofrece una excelente absorción de impactos y amortiguación, reduciendo eficazmente la fatiga muscular en los pies y brindando una comodidad duradera. Gracias a su ergonomía cuentan con un soporte de arco neutro en la parte inferior, que estabiliza y sostiene el pie, mejorando la absorción de impactos. Son especialmente efectivas para quienes padecen fascitis plantar o tienen pies planos, proporcionando alivio del dolor y una mayor comodidad al caminar.

Modo de acción

Cuentan con puntos de acupresión que masajean los pies, aliviando la fatiga y reduciendo la presión, mientras el soporte del arco mejora la postura. Su diseño antideslizante, con una estructura en forma de palomitas de maíz, evita que se deslicen. La espuma de látex de doble capa ofrece una excelente absorción de impactos y amortiguación, aliviando la fatiga muscular. Además, su soporte de arco neutro estabiliza el pie y alivia el dolor de la fascitis plantar, brindando mayor comodidad.

Materialidad

Gracias a la espuma de PU, ofrece una excelente comodidad, durabilidad y una eficaz absorción de impactos. Además, están cubiertas con una tela pique y una malla de red, lo que mejora su transpirabilidad.

Tabla de tallas / Código de barras

Según número de calzado

S	37 - 38	7798162420585
M	39 - 40	7798162420592
L	41 - 42	7798162420608
XL	43 - 44	7798162420615

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Introducir la plantilla en el calzado con la cara de gel hacia abajo.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quitar la plantilla si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida. Se recomienda renovar la plantilla cada seis meses. Esto puede variar de acuerdo a la frecuencia de uso del producto. Para su correcto uso, se sugiere reemplazar la plantilla regular del calzado por la plantilla sport.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Almacenar en lugar protegido de la humedad.



Patologías

Composición

Capa superior: 100% Poliéster
Capa inferior: 100% Gel de poliuretano

Productos relacionados

PC-TC-TEA-TER-PD-PCH-PGL-OS-PT-SA-AD-DP-KP-TA-AG-AI-DG-JU-PM-STT

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global