



DISFRUTÁ TU CAMINO



Nombre

Plantilla Worker Confort

Worker Comfort Insoles

Código externo

2001-PWC

Código interno

P821SPWC

Descripción

Cuentan con un innovador diseño en panal que proporciona una gran estabilidad estructural, mejorando la comodidad durante su uso. Ideales para personas que pasan mucho tiempo de pie o caminando, como trabajadores, o atletas. Además, ofrece un efecto masaje que contribuye al cuidado de la salud. Fabricadas con gel TPE de alta calidad, brindan un excelente soporte, aliviando la presión en los pies y proporcionando comodidad durante todo el día. Su capacidad para absorber el sudor y su función desodorizante mantienen los pies frescos y secos. El diseño antideslizante asegura un ajuste seguro y cómodo, ideal para un uso prolongado.

Modo de acción

Cuentan con un diseño en panal que proporciona estabilidad, reduce el peso y mejora la comodidad. Ideales para quienes pasan mucho tiempo de pie o caminan, aliviando el dolor y ofreciendo un efecto masaje saludable. Fabricadas con gel TPE, brindan excelente soporte y alivian la presión, mientras mantienen los pies frescos y secos gracias a su función desodorizante.

Materialidad

Fabricadas con un tejido de gamuza suave y confortable, brindan comodidad al contacto con el pie. Su diseño en panal de abejas es ligero y flexible, proporcionando una estructura estable sin perder ligereza. Además, cuentan con almohadillas en el antepié y el talón, que ofrecen una excelente absorción de impactos, reduciendo la presión y mejorando la comodidad durante todo el día.

Tabla de tallas / Código de barras

Según número de calzado

S	36 - 40	7798162420516
L	41 - 45	7798162420523

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Verificar el talle y recortar a lo largo de las líneas superiores de ser necesario.
2. Introducir la plantilla en el calzado con la cara de gel hacia abajo.
3. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quitar la plantilla si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida. Se recomienda renovar la plantilla cada seis meses. Esto puede variar de acuerdo a la frecuencia de uso del producto. Para su correcto uso, se sugiere reemplazar la plantilla regular del calzado por la plantilla sport.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Almacenar en lugar protegido de la humedad.



Composición

Capa superior: 100% Poliéster
Capa inferior: 100% Gel de poliuretano

Patologías

Productos relacionados

PC-TC-TEA-TER-PD-PCH-PGL-OS-PT-SA-AD-DP-KP-TA-AG-AI-DG-JU-PM-STT

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Uso sin prescripción.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Frágata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global