



Nombre

Protector de Juanete súper suave

Super Soft Bunion Protector

Código externo

20.08.JU

Código interno

82.JU

Descripción

Ayuda a evitar el roce que se produce entre el juanete y el calzado, aliviando la zona de dolor e irritaciones. Indicado para el tratamiento de Hallux valgus (juanete), ayudando a acelerar los procesos de recuperación. El anillo sujetador permite mantener la ubicación del producto a lo largo del día.

Modo de acción

El protector se mantiene en la posición deseada, gracias al anillo que rodea al dedo pulgar. La consistencia del gel de silicona previene el roce de la piel con el calzado y proporciona una distribución uniforme de la presión para una mayor comodidad a lo largo del día.

Materialidad

Elaborados íntegramente en gel de silicona de grado médico, un material hipoalérgico, no tóxico, no inflamable y sin olor, que favorece la cicatrización.

Tabla de tallas / Código de barras

UNIVERSAL 7798162420127

Instrucciones de uso

1. Colocar el anillo del protector de juanete en el dedo gordo, ubicando la zona de protección sobre el juanete.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quitar el producto si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida. No es aconsejable su uso para personas con diabetes o mala circulación. Preferentemente usar bajo sugerencia médica.

Patologías

- * Hallux Valgus (juanete)
- * Queratosis
- * Ampollas
- * Flictenas
- * Irritaciones cutáneas

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Aplicar fécula. Almacenar en lugar protegido de la humedad.



Composición

100% Gel de silicona

Productos relacionados

PC-TC-TEA-TER-PS-PCH-PGL-OS-PD-PT-TM-AD-SA-KP-DP-TA-AI-AG-DG-PM-STT

Envase	Blisters plásticos
Cantidad	1 par
Color	Blanco
NCM	3926.90.90
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global